

# Cordozentese - Nadel



## BESCHREIBUNG

Cordozentese-Nadel zur transabdominalen Entnahme von Nabelschnurblut.

Die Cordozentese-Nadel mit einem  $\varnothing$  von 0,9 mm (20G) ist in drei Längen lieferbar: 100, 120 und 150 mm. Distal mit doppelt geschliffener, kurzer Spitze und nachfolgend 3 echogenen Flächen versehen und proximal mit einem transparenten Luer-Lock-Anschluss versehen. Ausgestattet mit einem selbst blockierenden Mandrin.

## GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

### **Cordozentese:**

Mittels Ultraschall orten Sie vorab einen Nabelschnurabschnitt, der gut erreichbar ist.

Führen Sie die allgemein gebräuchliche Desinfektionstechnik für chirurgische Eingriffe durch und setzen Sie eine lokale Anästhesie mit 1%-igem Xylocain.

Überprüfen Sie, dass der Mandrin innerhalb der Nadel fest blockiert ist.

Setzen Sie die Nadel perpendikulär zur Haut an und folgen Sie unter Ultraschall-Führung der im voraus festgelegten Strecke zur Nabelschnur. Die Nabelschnur wird mit einer schnellen Bewegung harpuniert.

Entfernen Sie vorsichtig den Mandrin und befestigen Sie eine 2 ml Spritze.

Nehmen Sie langsam die erforderliche Menge foetalen Blutes ab.

Entfernen Sie die Spritze und führen Sie den Mandrin wieder ein und blockieren diesen.

Ziehen Sie langsam, unter ständiger Kontrolle der punktierten Gegend (mögliche Blutung) und der foetalen Herzöne (mögliche Bradikardie), die Nadel heraus.

**GEGENANZEIGEN:** Allgemeine, lokale Infektion

1110600	Cordozentese Nadel, 120 mm		
1119615	Cordozentese Nadel, 150 mm	ESV	VE à 25 Stück
1140701	Cordozentese Nadel, 100 mm		