

# PVP

## SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

PVP mit einem Molekulargewicht von 360.000 wird für die ICSI verwendet, es erniedrigt die Beweglichkeit der Spermatozoen, verhindert ihr Festhaften in der Injektionspipette und man erreicht eine höhere Kontrolle des Flusses durch die Injektionskanülen.<sup>15</sup>

Die 7% PVP-Konzentration liefert sowohl die passende Viskosität für die Spermienfunktion als auch eine verbesserte Sicht für die Spermienuche.

**BESTANDTEILE** PVP mit einem Molekulargewicht von 360.000 in HEPES-HTF  
5 mg/ml HSA (Steril filtriert mit einem 0,2 µ Filter)

Art.-Nr.	VE	Protein	Lieferbar
ART-4005-A	6 x 0,5 ml	HSA	24 Std / 48 Std

