

WATER FOR TISSUE CULTURE

SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

Water for Tissue Culture ist ein hochreines Wasser. Es wird aus USP-Wasser hergestellt, welches den Kriterien an Wasser für Injektionen genügt. Es hat in dem von Quinn durchgeführten QC-Test an Mauszygoten keine zytotoxischen Eigenschaften gezeigt.³

BESTANDTEILE Destilliertes Wasser, steril filtriert (siehe Zertifikat)

BEACHTEN Water for Tissue Culture darf auf keinen Fall für die Herstellung von Injektionen für Mensch und/oder Tier verwendet werden.

Art.-Nr.	VE	Lieferbar
ART-4010	1,5 Liter	24 Std / 48 Std

