

PUNKTIONSNADELN

LABORATOIRE C.C.D.



Punktionsnadel in drei Längen:

- 25 cm - Ø außen 17 G - Ø innen 1,2 mm
- 30 cm - Ø außen 17 G - Ø innen 1,2 mm
- 35 cm - Ø außen 16 G - Ø innen 1,3 mm

Die Nadeln sind doppelt geschliffen und über eine Länge von 2 cm echogen.
Mit Luer-Lock Anschluss.

1403002	PICK-UP Nadel 25 cm, G17	VE à 10 Stück
1403001	PICK-UP Nadel 30 cm, G17	VE à 10 Stück
1311101	PICK-UP Nadel 35 cm, G16	VE à 10 Stück