

# PUNKTIONSSYSTEME

LABORATOIRE C.C.D.



## **Punktionsnadel:**

- doppelt geschliffene Spitze
- echogen auf einer Länge von 2 cm

## **Je nach Modell:**

- 30 cm lang - Ø außen 17 G - Ø innen 1,2 mm
- 35 cm lang - Ø außen 16 G - Ø innen 1,3 mm

Punktionschlauch von Punktionsnadel zum Gummistopfen (passend für 15 ml Falcon-Röhrchen), je nach Modell:

- 60 bzw. 80 cm lang
- mit oder ohne 3-Wege-Hahn

---

## OPS Punktionsystem:

---

1301020	Nadel 30 cm, 60 cm Schlauch	VE à 5 Stück
1301021	Nadel 30 cm, 60 cm Schlauch, 3-Wege-Hahn	VE à 5 Stück
1312001	Nadel 30 cm, 80 cm Schlauch	VE à 5 Stück
1312201	Nadel 30 cm, 80 cm Schlauch, 3-Wege-Hahn	VE à 5 Stück
1301023	Nadel 35 cm, 60 cm Schlauch, 3-Wege-Hahn	VE à 5 Stück

---