

EMBRYO FREEZE - KIT

SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

Quinn's Advantage™ Embryo Freeze wurde zum Einfrieren von Embryonen im Vorkern- und Zellteilungsstadium entwickelt.

Die Bestandteile des Kits erlauben ein leistungsfähiges Einfrieren von Embryonen im Vorkern- und Zellteilungsstadium. Die Bestandteile und die empfohlene Handhabung sind die bevorzugte Methode für ein verbessertes Überleben der Embryonen.

Art.-Nr.	Kit bestehend aus:	ml	Protein HSA	Prozeduren 10 / Kit	Lieferbar 24 Std / 48 Std
ART-8014	ART-8001-12 1.5 M Propandiol, 0.1 M Sucrose Freezing Medium mit 12 mg/ml HSA	2 x 12			
	ART-8003-12 1.5 M Propandiol Freezing Medium mit 12 mg/ml HSA	2 x 12			
	ART-8013-12 Diluent: HTF w/HEPES mit 12 mg/ml HSA	1 x 12			

