

BLASTOCYST FREEZE - KIT

SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

Quinn's Advantage™ Blastocyst Freeze wurde zum Einfrieren von Blastozysten entwickelt. Die Bestandteile des Kits erlauben ein leistungsfähiges Einfrieren von Embryonen im Blastozysten-Stadium. Die Bestandteile und die empfohlene Handhabung sind die bevorzugte Methode für ein verbessertes Überleben der Embryonen.

Art.-Nr.	Kit bestehend aus:	ml	Protein HSA	Prozeduren 10 / Kit	Lieferbar 24 Std / 48 Std
ART-8015	ART-8009-12 5% Glycerol Freezing Medium mit 12 mg/ml HSA	12			
	ART-8011-12 9% Glycerol mit 0.2 M Sucrose Freezing Medium mit 12 mg/ml HSA	12			
	ART-8013-12 Diluent: HTF w/HEPES mit 12 mg/ml HSA	12			

