

## EMBRYO / BLASTOCYST THAW - KIT

### SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

Die Komponenten dieses Kits erlauben ein effizientes Auftauen von Embryonen im Vorkernstadium und Zellteilungsstadium und von Blastozysten. Die Bestandteile und empfohlenen Handhabungen sind die effektivsten für eine hohe Überlebensrate der Embryonen während und nach dem Auftauen.

Art.-Nr.	Kit bestehend aus:	ml	Protein HSA	Prozeduren 10 / Kit	Lieferbar 24 Std / 48 Std
ART-8016	ART-8005-12 0,5 M Sucrose Thawing Medium	12			
	ART-8007-12 0,2 M Sucrose Thawing Medium	12			
	ART-8013-12 Freeze/Thaw Diluent (HEPES gepuffertes HTF mit 12 mg/ml HSA)	12			

