

SPERM FREEZING MEDIUM

SAGE ASSISTED REPRODUCTION PRODUCTS

Quinn's Advantage Sperm Freezing Medium ist eine HEPES-gepufferte Salzlösung, der 10 mg/ml Human Serum Albumin, Glycerol (CPA) und Gentamicin als Antibiotikum zugesetzt wurden.

Das Medium bietet den Spermien während des Einfrier- und Auftauprozesses einen optimalen Schutz.²⁰ Es ist klinisch entwickelt und erwiesen, dass es nach Auftauen der Spermien - im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden - eine höhere Spermienmotilitätsrate, Lebensdauer, Überlebensrate und Kapazität der Spermien liefert.²¹

Bestandteile	Natriumchlorid	Natriumbicarbonat	EDTA
	Kaliumchlorid	HEPES	Gentamicin
	Magnesiumsulfat	Glukose	Phenol Rot
	Kaliumphosphate, wasserfrei	Natriumpyruvat	Human Albumin
	Kalziumchloriddihydrat	Natriumlactat (DL)	Glycerol
	Saccharose	Glutamin	

Art.-Nr.	VE	Protein	Prozeduren	Lieferbar
ART-8022	6 x 12 ml	HSA	30 - 35 Ejakulate / Kit	24 Std / 48 Std

