

ULTRASOFT - FEP

LABORATOIRE C.C.D.



Embryotransfer-Katheter-Set bestehend aus:

1. Führungskatheter aus FEP (fluorethylen Propylen)

- Je nach Modell 18 bzw. 23 cm lang
- Ø außen: 2,3 mm
- Distal mit sechs (6) hysterometrischen Markierungen
- Weißer Luer-Lock-Anschluss

2. Embryotransferkatheter besonders weich aus Polyurethan

- Ragt, wenn voll eingeschoben, 5 cm über den Führungskatheter hinaus
- Ø außen 1,5 mm
- Ø innen 0,7 mm
- Gelber Luer-Lock-Anschluss

Ultrasoft FEP

1321301	18 cm	VE à 10 Stück
1324501	23 cm	VE à 10 Stück
