


GYNelle 375



BESCHREIBUNG

Intrauterin-Pessar, steril verpackt inklusive Hysterometer.

Bestehend aus zwei flexiblen Armen (hufeisenförmig) aus Polyethylen, ausgehend von einem vertikalen Mittelteil, das mit einem 375 mm² Kupferdraht umwickelt und mit Rückholfäden ausgestattet ist.

Das IUP liegt in einem Einführungsrohr.

56059

Gynelle 375, Kupferhaltiges Intrauterinpessar

ESV

VE à 1 Stück
