


## Pozzi - Zange



### BESCHREIBUNG

Die POZZI - Zange ist aus spezial gehärtetem Kunststoff mit einer Länge von 250 mm.  
Ideal für Untersuchungen bei infektiösen Patientinnen (Hepatitis, Aids, Geschlechtskrankheiten).  
Mindestens 4 Jahre haltbar, somit ideal als Reserve im Notfall.  
Spart Zeit und Arbeit, da reinigen und sterilisieren entfallen.

### GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Portio bloßlegen, Klemme öffnen und so zusammendrücken, dass die Haken in den Uterushals eindringen.  
Vor der Traktion den mittleren Halter und die Zahnklemmen blockieren.

---

01.131	Pozzi - Zange	ESV	VE à 5 Stück
--------	---------------	-----	--------------

---