

UNISPEC - Spekula



BESCHREIBUNG

UNISPEC ist ein Entenschnabel aus transparentem Polystyrol. Je nach Modell mit farblich unterschiedlich gekennzeichnetem Schraubverschluss zum Öffnen und Fixieren des Schnabels.

Seine abgerundeten Ecken ermöglichen ein sanftes Einführen. Die transparenten Blätter bieten eine perfekte Sicht auf die Vaginalwände. Der Schraubverschluss ermöglicht eine einfache und stufenlose Einstellung.

Ideal für Untersuchungen bei infektiösen Patientinnen (Hepatitis, Aids, Geschlechtskrankheiten).

In vier Größen lieferbar, somit patientengerecht einsetzbar.

Mindestens 4 Jahre haltbar, somit ideal als Reserve im Notfall.

SP-020	Unispec Spekulum - Jungfrau	Ø 20 mm	Weiß	ESV	VE à 10 Stück
SP-01	Unispec Spekulum - Klein	Ø 24 mm	Blau		
SP-02	Unispec Spekulum - Mittel	Ø 26 mm	Rot		
SP-03	Unispec Spekulum - Groß	Ø 30 mm	Grün		