

ICSI - Halterungspipette

THE PIPETTE COMPANY



TPC Halterungspipetten haben einen weiten Außendurchmesser von $120 \pm 10 \mu\text{m}$ und einen proportional weiten Innendurchmesser von $25 \pm 3 \mu\text{m}$.

Dies gibt der Eizelle oder dem Embryo während der Mikromanipulation einen guten Halt und verringert somit eine Verzerrung und dadurch eventuell entstehende Schäden. Die Spitze der Halterpipette ist hitzepoliert.

Als Standard und Z-geformte Ausführung erhältlich.

STANDARD

LHS	Halterungspipette	VE à 10 Stück
-----	-------------------	---------------

Z-GEFORMT

ZHS	Halterungspipette	VE à 10 Stück
-----	-------------------	---------------
