

Embryobiopsiepipetten (PID)

THE PIPETTE COMPANY



Embryobiopsiepipetten der Firma TPC werden mit einer schräg verlaufenden (40° Winkel) Spitze hergestellt.

Dies ermöglicht ein einfaches Einführen der Pipette durch die Öffnung der Zona pellucida und anschließend das Auffinden und Entnehmen der Blastomere mit minimaler Verzerrung des Embryos.

Die Spitze ist hitzepoliert.

Der Außendurchmesser beträgt $30 \pm 0,5 \mu\text{m}$.

Der Innendurchmesser von $28 \pm 5 \mu\text{m}$.

Als Standard und als Z-geformte Ausführung, sowie für Rechts- als auch für Linkshänder erhältlich.

STANDARD

LBSR	Embryobiopsiepipette für Rechtshänder	VE à 10 Stück
------	---------------------------------------	---------------

LBSL	Embryobiopsiepipette für Linkshänder	VE à 10 Stück
------	--------------------------------------	---------------

Z-GEFORMT

ZBSR	Embryobiopsiepipette für Rechtshänder	VE à 10 Stück
------	---------------------------------------	---------------

ZBSL	Embryobiopsiepipette für Linkshänder	VE à 10 Stück
------	--------------------------------------	---------------
