


Zona Cutting - Pipetten (PZD)

THE PIPETTE COMPANY



Die Zona Cutting - Pipetten für die partielle, manuelle Zonadissektion.
Der Außendurchmesser der scharfen, geschlossenen Spitze beträgt 2 - 3 μm .

Als Standard und als Z-geformte Ausführung erhältlich.

STANDARD

LCS	Zona Cutting - Pipette	VE à 10 Stück
-----	------------------------	---------------

Z-GEFORMT

ZCS	Zona Cutting - Pipette	VE à 10 Stück
-----	------------------------	---------------
