

Zona Drilling Pipetten (PID)

THE PIPETTE COMPANY



Pipette mit stumpfer Öffnung für die Entnahme der Polkörperchen im Rahmen einer Polkörperdiagnostik.

Der Außendurchmesser beträgt $12 \pm 2 \mu\text{m}$.

Der Innendurchmesser von $10 \pm 2 \mu\text{m}$.

Als Standard und als Z-geformte Ausführung erhältlich.

STANDARD

LDS	Zona Drilling - Pipette	VE à 10 Stück
-----	-------------------------	---------------

Z-GEFORMT

ZDS	Zona Drilling - Pipette	VE à 10 Stück
-----	-------------------------	---------------
