


ICSI - Injektionspipetten

THE PIPETTE COMPANY



Verwendet man für die Mikromanipulation von Eizellen Pipetten mit scharfen Spikes, kann es leicht zu Verletzungen der Eihülle kommen, wodurch die Rate der Eizellauflösung erhöht wird.

TPC - Injektionspipetten haben daher einen scharf-stumpfen Spike, der es erlaubt, die Zona pellucida sicher zu durchdringen ohne dabei die Eihülle zu beschädigen.

Der Außendurchmesser beträgt $7 \pm 0,5 \mu\text{m}$.

Der Innendurchmesser beträgt $5 \pm 0,5 \mu\text{m}$.

Als Standard und als Z-geformte Ausführung, sowie für Rechts- als auch für Linkshänder erhältlich.

STANDARD

LISR	Injektionspipette für Rechtshänder	VE à 10 Stück
------	------------------------------------	---------------

LISL	Injektionspipette für Linkshänder	VE à 10 Stück
------	-----------------------------------	---------------

Z-GEFORMT

ZISR	Injektionspipette für Rechtshänder	VE à 10 Stück
------	------------------------------------	---------------

ZISL	Injektionspipette für Linkshänder	VE à 10 Stück
------	-----------------------------------	---------------
